

ZZ BUFF (ЗиЗи Бафф) — профилактический порошок для гигиенической чистки зубов с использованием пескоструйных аппаратов

Характеристика:

размер фракции порошка (~ 45-50 микрон); эффективно очищает в фиссурах, межзубных и других сложных для обработки областях зубного ряда; тщательно, эффективно и без травмирования удаляет пятна на эмали, не повреждает ткани десен, не вызывает гиперестезии; формула обеспечивает свободную подачу порошка, предупреждает образование комочков в каналах аппарата в процессе работы, предотвращает порчу аппарата


Состав: Бикарбонат натрия, антиспекальные агенты, вкусовой ароматизатор (мятный)





Профилактический порошок ZZ BUFF отлично подходит
Для использования в содструйных аппаратах данных типов:

	<p>Модель BioJato Cleanse P Portable Powder Jet Тип порошка: Бикарбонат Натрия</p>	<p>Производитель DBI America Поворотный наконечник: Нет</p>
	<p>Модель Cavitron Prophy-Jet Air Polishing System Тип порошка: Бикарбонат Натрия Non-Sodium (JET Fresh) Powder</p>	<p>Производитель DENTSPLY International Поворотный наконечник: Да</p>
	<p>Модель AIR-FLOW Handy 2+ Polisher Тип порошка: Бикарбонат Натрия</p>	<p>Производитель DBI America Поворотный наконечник: Уточняйте</p>
	<p>Модель Prophy Brite Air Polisher Тип порошка: Бикарбонат Натрия</p>	<p>Производитель Harry J. Bosworth Company Поворотный наконечник: Да</p>
	<p>Модель Cavitron Jet Plus Polisher Тип порошка: Бикарбонат</p>	<p>Производитель DENTSPLY International Поворотный наконечник: Да</p>
	<p>Модель Air Polishing System Тип порошка: Бикарбонат Натрия</p>	<p>Производитель TPC Advanced Technology, Inc. Поворотный наконечник: Уточняйте</p>
	<p>Модель Air-flow Tuning Kit for Air-flow S1 Тип порошка: Бикарбонат Натрия</p>	<p>Производитель Electro Medical Systems Поворотный наконечник: Уточняйте</p>
	<p>Модель Air-flow Tuning Kit for Air-flow S2 Тип порошка: Бикарбонат Натрия</p>	<p>Производитель Electro Medical Systems Поворотный наконечник: Уточняйте</p>



Профилактический порошок ZZ BUFF отлично подходит
Для использования в содструйных аппаратах данных типов:

	<p>Модель Easyjet Pro Air Polishing For Turbine Тип порошка: Уточняйте</p>	<p>Производитель DBI America Поворотный наконечник: Да</p>
---	--	--

Профилактический порошок ZZ BUFF не подходит
Для использования в содструйных аппаратах данных типов:

	<p>Модель KaVo PROPHYflex 3PROPHYflex Тип порошка: Уточняйте</p>	<p>Производитель KaVo Поворотный наконечник: Уточняйте</p>
	<p>Модель ProphyMate neo Dental Air Polisher Тип порошка: Уточняйте</p>	<p>Производитель NSK Поворотный наконечник: Да</p>
	<p>Модель Prophylaxis System3Polishing Device Тип порошка: Бикарбонат Натрия 25 микрон</p>	<p>Производитель Electro Medical Systems Поворотный наконечник: Да</p>

Согласуйте с вашим инженером по обслуживанию возможность использования
Профилактического порошка ZZ BUFF в содструйных аппаратах данных типов:

	<p>Модель AIR-FLOW HANDY 3.0 PERIO Air Тип порошка: Бикарбонат Натрия</p>	<p>Производитель Hu-Friedy – EMS Поворотный наконечник: Уточняйте</p>
	<p>Модель AIR-FLOW® S2 Combination Air Тип порошка: AIR-FLOW® Classic Comfort Powder</p>	<p>Производитель Hu-Friedy – EMS Поворотный наконечник: Уточняйте</p>